










## AIDE MÉMOIRE / LEXIQUE VOCALYX

Dans VOCALYX un ensemble de touches ou de boutons organisé en grille est appelé clavier

### FONCTIONS & NAVIGATION








 Accueil	<b>Retour à l'écran d'accueil</b>	Cette icône apparaît en bas de votre écran à gauche. Elle vous permet toujours de revenir à l'écran d'accueil.
 QUITTER	<b>Fermer l'application</b>	Cette icône apparaît en haut de votre écran à droite en écran d'accueil. Elle vous permet de fermer l'application Vocalyx et de revenir sur l'écran d'accueil de votre appareil.
 PARAMÈTRES	<b>Paramètres</b>	Cette icône vous permet d'accéder aux paramètres de Vocalyx à partir de l'écran d'accueil (clavier, voix, sécurité, général...) ou par un geste de 2 doigts vers le haut
 CLAVIERS	<b>Accès aux claviers</b>	Cette icône affiche tous vos claviers contenus dans Vocalyx. <i>Astuce : Si vous souhaitez directement accéder à un clavier favori affiché sur votre écran d'accueil, cliquez dessus.</i>
 AIDE	<b>Aide</b>	La rubrique « Aide » sur votre page d'accueil vous permet d'accéder à la notice, aux tutoriels de présentation de l'application, au numéro de contact, ainsi qu'à cet aide mémoire.
	<b>Le logo Vocalyx</b>	Il vous permet d'accéder au numéro de la version de Vocalyx, le statut de la licence ainsi qu'à l'adresse mail à laquelle votre compte Vocalyx est rattaché.

### LECTURE



	<b>Play</b>	Cette icône est située dans la fenêtre de lecture de chacun des claviers. Lorsque vous l'actionnez, les mots ou groupes de mots inscrits ou images dans la fenêtre de lecture sont vocalisés.
	<b>Poubelle</b>	Cette icône est également située dans la fenêtre de lecture de vos claviers ; il vous permet de supprimer les mots qui y figurent. <i>Astuce : Pour supprimer l'ensemble de ce qui est inscrit dans la fenêtre de lecture, faites un « appui long » sur la poubelle. Pour ne supprimer qu'un mot ou une image à la fois, faites un « appui court » sur la poubelle. Les mots se supprimeront un à un.</i>
	<b>Play</b>	Cette icône est située en bas à gauche de votre écran lorsque vous affichez une touche en plein écran. <i>Astuce : Pour afficher une touche en plein écran, effectuez un « double tap rapide » sur la touche de votre choix (voir rubriques astuces, gestes)</i>

<p>Touches combinées</p> <p>Touche avec remplacement instantané</p>	<p><b>Mode touches combinées</b></p> <p><b>Mode touche avec remplacement instantané</b></p>	<p>Cette icône apparaît dans l'écran de modification d'un clavier en gris ou en couleur selon les 2 états suivants :</p> <p><b>1) En mode touches combinées</b>, une chronologie se crée entre chacune des touches actionnées. Lorsque vous actionnez une touche, elle s'affiche dans la fenêtre. Si vous cliquez de nouveau sur une touche, elle s'ajoute à celle déjà existante.</p> <p><b>2) Le mode touche avec remplacement instantané</b> permet de vocaliser immédiatement une touche. Si une autre touche est actionnée, elle la remplace dans la fenêtre de contrôle.</p>
	<p><b>Options</b></p>	<p>Le bouton options vous permet d'afficher ou de cacher un menu de commandes dans un clavier.</p>
	<p><b>Son</b></p>	<p>Cette icône vous permet de passer en mode muet. Toutes les touches que vous actionnerez ne seront pas vocalisées.</p>
	<p><b>Partager</b></p>	<p>Cette icône vous permet de partager le contenu de la fenêtre de lecture par message vers un contact.</p>
	<p><b>Favoris</b></p>	<p>Cette icône apparaît à droite de chacun de vos claviers, dans la liste des claviers. Elle vous permet de contrôler quel clavier a été mis en favori, et quel est son rang dans vos favoris.</p>
<p><b>+ Créer un clavier</b></p>	<p><b>Création de clavier</b></p>	<p>Cette touche située en bas à gauche de votre liste des claviers vous permet de créer votre propre clavier.</p>
<p><b>↓ Télécharger</b></p>	<p><b>Télécharger un clavier</b></p>	<p>Cette commande vous permet, à l'aide d'un code, de télécharger un clavier réalisé par un professionnel de santé ou tout autre personne.</p>

## OUTILS D'ÉDITION DE TOUCHES

 Modifier	<b>Modifier un clavier</b>	Le menu d'édition vous permet d'accéder aux commandes ci-dessous.
	<b>Créer une touche</b>	Cet outil vous renvoie vers un menu qui vous permettra de créer une touche entièrement. Vous pourrez grâce à cette commande, créer un texte qui lui sera attribué, une image correspondante etc
	<b>Modifier une touche</b>	Grâce à cette touche, vous pouvez modifier votre touche à votre gré. Changez le texte, la vocalisation, l'enregistrement, l'image associée, le type (touche mère ou touche fille) ...
	<b>Inverser</b>	La commande « Inverser deux touches » vous permet d'inverser l'emplacement d'une touche avec une autre. La première touche choisie prend l'emplacement de la seconde touche sélectionnée.
	<b>Déplacer</b>	La commande « déplacer » vous permet de déplacer une touche au dessus d'une touche cible.
	<b>Copier</b>	Cette commande vous permet de créer une touche identique à la touche sélectionnée.
	<b>Supprimer</b>	Cette commande vous permet de supprimer définitivement une touche. <i>Attention, par de retour en arrière possible.</i>

## ASTUCES, GESTES A CONNAITRE & LEXIQUE

	<b>Différents appuis</b>	<b>Appui long (4s)</b> : pour modifier une touche ou un clavier entier <b>Double tap</b> (deux tap rapides pour le plein écran) : plein écran
	<b>Glissement</b>	Glissement de l'index et du majeur vers le haut (accès aux paramètres)

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'équipe **Vocalyx**

Au **06.98.23.23.45**

Ou bien à nous envoyer un mail à l'adresse mail suivante : [\*\*support@vocalyx.com\*\*](mailto:support@vocalyx.com)